

お客様各位



ニプロ株式会社

「ニプロ精密限外濾過フィルターCF-609N」 シリコンキャップ及び止め具仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ニプロ精密限外濾過フィルターCF-609N のシリコンキャップ及び止め具の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。


今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。


敬具

変更内容

CF-609N に付属しているシリコンキャップ及び止め具を下記の通り変更致します。

- ① 止め具の形状として、持ち手部のねじり方向を変更致します。
また、持ち手部の曲げ角度を広くすることで、操作性が向上致します。
- ② シリコンキャップ端面の刻印「NIPRO」が無くなります。





変更開始ロット

19C15 以降のロットより変更致します。

※在庫数の関係上、ご施設様によって変更時期が前後する可能性がございます。
また、詳細な変更時期は 弊社担当営業からご連絡させていただきます。

以上