

「インフレーションデバイス GM-30」シリーズ 圧力計の変更について

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しておりますインフレーションデバイス「GM-30」「GM-30F」「アクセサリキット」におきまして、圧力計の変更をお知らせ致します。

当面従来品と混在することとなり、ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、宜しくお願い致します。
今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	商品名
44-626	GM-30	GM-30
44-627	GM-30F	GM-30F

●販売名：インフレーションデバイス GDM02 ●届出番号：23B1X00018000005

商品コード	発注用コード	商品名
42-487	GM-YOK0E	アクセサリキット GM-YOK0E
42-488	GM-YOK9E	アクセサリキット GM-YOK9E
42-489	GM-YME0E	アクセサリキット GM-YME0E

●販売名：グッドマンアクセサリキット ●承認番号：22700BZX00189000

変更内容

- 圧力計が変更されます。
 - 盤面の蓄光が廃止されます
 - 圧力計カバーが「黒色」から「白色」へ変更されます
 - シリンジとの接合部が「金属」から「硬質樹脂」へ変更されます。

変更時期

- 2019 年 3 月下旬以降、モデル毎、旧在庫が無くなり次第切り替わります。



旧型

新型



旧型

新型



旧型

新型