

平成 31 年 4 月

お客様各位



中空糸型透析器「ポリネフロン®」、  
「ニプロ中空糸型透析器 PES」、  
「ニプロポリエーテルスルホンダイアライザー」  
透析液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、中空糸型透析器「ポリネフロン®」、「ニプロ中空糸型透析器 PES」、「ニプロポリエーテルスルホンダイアライザー」の透析液口キャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。  
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

**変更点**

透析液口キャップの強度を高め、操作性を改善するため、下記の通り変更致します。  
(透析液口キャップの外周部を肉厚に致しました。)



- 注1) 血液口キャップと透析液口キャップの形状は異なります。  
そのため透析液口キャップを血液口に装着することはできません。  
注2) 血液口キャップは従来のキャップを装着しています。

**対象製品**

中空糸型透析器「ポリネフロン®」、「ニプロ中空糸型透析器 PES」、  
「ニプロポリエーテルスルホンダイアライザー」の PES- eco タイプ 全品番

**変更時期**

19D08 以降のロット  
納品日は品番別に異なります。

以上