

「ニプロセーフレットキャス」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。


さて、この度、「ニプロセーフレットキャス」の仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容

- カテーテルを造影ライン入りのものに変更します。



対象製品及び初回ロット

JAN コード	商品コード	商品名	初回ロット
4987458090370	09-037	セーフレットキャス NIC*16X2 1/2	19D04B
4987458090387	09-038	セーフレットキャス NIC*16X1 1/4	19E13B
4987458090394	09-039	セーフレットキャス NIC*18X2 1/2	19D17B
4987458090400	09-040	セーフレットキャス NIC*18X2	19D18B
4987458090417	09-041	セーフレットキャス NIC*18X1 1/4	19C26B
4987458090424	09-042	セーフレットキャス NIC*20X2	19D08B
4987458090431	09-043	セーフレットキャス NIC*20X1 1/4	19C25B
4987458090448	09-044	セーフレットキャス NIC*20X3/4	19D10B
4987458090455	09-045	セーフレットキャス NIC*22X1	19C26C
4987458090462	09-046	セーフレットキャス NIC*22X1 1/4	19C25C
4987458090479	09-047	セーフレットキャス NIC*24X1	19C21C
4987458090486	09-048	セーフレットキャス NIC*24X3/4	19C14C
4987458090493	09-049	セーフレットキャス NIC*26X3/4	19D11C
4987458090622	09-062	セーフレットキャス NIC*18X2 W	未定
4987458090639	09-063	セーフレットキャス NIC*20X2 W	未定
4987458090646	09-064	セーフレットキャス NIC*22X1 W	未定
4987458090653	09-065	セーフレットキャス NIC*24X1 W	未定

※初回ロットが未定のものにつきましては、分かり次第ご案内させていただきます。