

## 「ニプロセーフタッチキャス」仕様変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。


さて、この度、「ニプロセーフタッチキャス」の仕様を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

### 変更内容

- カテーテルを造影ライン入りのものに変更します。



### 対象製品及び初回ロット

JANコード	商品コード	商品名	初回ロット
4987458090127	09-012	セーフタッチキャス NICS*18X1 1/4	未定
4987458090134	09-013	セーフタッチキャス NICS*20X1 1/4	19D08
4987458090141	09-014	セーフタッチキャス NICS*22X1	19C12
4987458090158	09-015	セーフタッチキャス NICS*22X1 1/4	19D09
4987458090165	09-016	セーフタッチキャス NICS*24X3/4	19D04
4987458090172	09-017	セーフタッチキャス NICS*24X1	19C14

※初回ロットが未定のものにつきましては、分かり次第ご案内させていただきます。