

お客様各位

「閉鎖式計量尿バッグ UB-M」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「閉鎖式計量尿バッグ UB-M」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- ・サンプリングポートを、注射針を刺して採尿する形状から、ルアーチップシリンジで直接採尿できる形状に変更いたします。

現行



変更後



対象品番

商品コード	商品名	JANコード	変更ロット	変更時期
27-023	ヘイサンキケイリヨウニヨウバッグ UB-M	4987458270239	19H13	2019年10月