

お客様 各位

「ニプロSPセット」
保護キャップ色・形状変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロSPセット」の保護キャップの色、形状の変更致しますので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。


敬 具

変更内容


メス側のルアーコネクタに付けている保護キャップの色、形状を変更いたします。

代表 製品概略図


SP-N



変更前



SP-A



変更後



キャップを外しやすくするために、締め付けを抑えたキャップに変更いたします。

対象製品及び変更時期

ニプロSPセット 医療機器承認番号 15600BZZ00641000

JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	切り替わり時期
4987458556012	55-601	SP-N	19E21	10 月下旬
4987458556050	55-605	SP-A	19E14	9 月中旬
4987458556074	55-607	SP-A 100 CM	19F13	11 月上旬

以上