

「ニプロVAシリンジ」

容量目盛りデザイン変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社販売の「VAシリンジ」につきまして、以下のロットから容量目盛のデザインの変更を行いますのでご案内申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

変更対象商品


「ニプロVAシリンジ」

変更内容

従来品



変更品



0.05mL刻みの線を長くいたしました。

変更ロット

商品コード	商品名	JANコード	変更ロット	弊社出荷時期
08-296	VAシリンジ1ML27G X 13MM	4987458082962	19F21	9月中旬頃
08-299	VAシリンジ1ML29G X 13MM	4987458082993	18L10	9月中旬頃

詳しい変更時期については、弊社営業までお問い合わせをお願いいたします。