

「ニプロ連結管」金属針タイプ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロ連結管」の針基の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具


変更内容

- 針基の仕様を変更します。穿刺の際、針基を保持しやすくなります。

変更前



変更後



針基にフランジが付きます。

対象品番及び変更ロット

JANコード	商品コード	品番	初回ロット	出荷時期
4987458150050	15-005	連結管 450mm	19I02X3	2019年11月
4987458150104	15-010	連結管 600mm	19K04X1	2020年秋頃
4987458150111	15-011	連結管 900mm	19K29X1	2020年3月頃

以上