

ウロキナーゼ使用排液用チューブ

UKドレーンカテーテル 新発売のご案内

鈍針タイプを追加しました。



特 長

- ウロキナーゼを固定化しており、血栓等による閉塞を軽減します。
- 引っ張り強度の高いポリウレタンを使用し、内腔を広く確保できるため高い排液効率が見られます。
- 血管を傷つけずに穿刺することができ、医療従事者の針刺し切創を予防します。

仕 様

医療機器承認番号：22100BZX00947000 医療機器クラス分類：クラスⅢ（高度管理医療機器）生物由来製品

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-568	UKドレーン UC-1011-DCNB	10個	4987458405686
40-569	UKドレーン UC-1511-DCNB	10個	4987458405693

発売時期

2020年3月16日