

経腸栄養注入セット

ニプロ経腸栄養ボトル (ISO 80369-3適合品)

新発売のご案内



EDP-10P

EDP-6P

EDP-2P

EDP-6OPEN P

特 長

- 自立・密閉・溶解・輸液セット着脱・吊下げおよび投与が出来る目盛り付プラスチック容器を採用しました。
- EDP-10PとEDP-6Pは自立用のスタンドがついており、ボトル内での栄養剤の溶解等が容易です。

仕 様

医療機器届出番号:27B1X00045000051 医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

商品コード	品番・規格	容量	入数	JANコード
60-200	EDP-2P	200mL	10個	4987458602009
60-201	EDP-6P	600mL	10個	4987458602016
60-202	EDP-6OPEN P	600mL	10個	4987458602023
60-203	EDP-10P	900mL	10個	4987458602030

発売時期

2020年2月25日