

令和2年3月

お客様各位




## 透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」 スライドロックカプラ内部形状変更のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。  
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび標題製品のスライドロックカプラの内部形状を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。  
変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。  
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 変更点

スライドロックカプラ内部の嵌合部分に傾斜をつけることで、オスコネクタとの嵌合面積が増え、メスコネクタとの接続後、従来よりも外れにくい形状となります。



### 変更時期

ロット番号 20B04（令和2年2月製造分）以降より、変更致します。

### 対象品番

別紙ご参照ください。

以上