

人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具

フルエンド用鉗子

PEDPUNCH® PEDCUT® PEDCURVE®

新発売のご案内



特 長

● ディスポーザブル

- 感染症のリスクを低減します。
- 洗浄、滅菌の手間を省くことができます。

● 使い易さを追求した構造

- ストッパーが、先端への過度な負荷を防止します。
- バネを付けることにより術者の手にかかる負荷を軽減します。

● 軽くて丈夫な樹脂製

- 軽いので、手にかかる負荷を軽減します。
- 色分けがされているのでひと目で区別がつけます。
- シャフトを黒くすることにより、内視鏡内での反射を抑えます。
- PTFEコーティングにより、内視鏡挿入時の摩擦を低減します。

仕 様

医療機器認証番号:301AABZX00041000 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名:フルエンド用鉗子

商品コード	品名	品番	形状	カラー	入数	JANコード
86-201	PEDPUNCH®	PDP-029	把持鉗子	ブルー	1	4987458862014
86-202	PEDCUT®	PDC-029	カット鉗子	ピンク	1	4987458862021
86-203	PEDCURVE®	PDR-029	カーブ把持鉗子	イエロー	1	4987458862038

発売時期

2019年12月