

カテーテル固定用テープ

スイフトフィット[®] 新発売のご案内



特長

- 主にドレーンチューブを固定する際に使用する固定用テープです。
- 伸縮性のあるテープによりチューブが引っ張られることによる負荷低減が期待できます。
- 1枚ずつ包装、滅菌されており、清潔野での使用が可能です。

仕様

本品は医療機器ではありません。

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
40-587	スイフトフィット 5×9	50枚	4987458405877

発売時期

2023年 6月 2日