

「ニプロ CP チャンバーセット」

IP-2 シリーズ→IP-6 シリーズへ 一部品番販売終了、代替品のご案内(第二報)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」「ニプロ CP チャンバーセット」「インジェクションプラグ」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

■変更内容①

- インジェクションプラグ(型番:IP-2)からインジェクションプラグ(型番:IP- 6)へ仕様変更致します。
インジェクションプラグの変更に伴い、関連する輸液セット(ニプロフィルターセット、ニプロアイセット、ニプロ CP チャンバーセット)も変更になります。

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



インジェクションプラグ(型番:IP- 6)




●手技

インジェクションプラグ(型番:IP-2)



カプラをネジ式に回し、接続します
外すときはカプラを左回しで回転させ外します

インジェクションプラグ(型番:IP- 6)



青い点同士を合わせて真っすぐ接続します
奥まで押し込み、右回転しロックします
外すときは奥まで押し込み、左回転させ外します

●変更理由:

- ①インジェクションプラグ(型番:IP-2)の使用数量減少
- ②手技の操作性がインジェクションプラグ(型番:IP- 6)の方が高いため
等の理由よりインジェクションプラグ(型番:IP- 6)シリーズへ仕様統一を実施します。

●生産終了時期

2023 年 6 月生産を最後に、IP-2 シリーズの生産を終了致します。

後継品番の LOT・切り替わり時期につきましては、第三報にてご案内致します。

■変更内容②

販売名称・医療機器認証番号・一般的名称の変更

対象品番

販売名称	ニプロ CP チャンバーセット
クラス分類	クラスⅡ（管理医療機器）
医療機器認証番号	15600BZZ00457000
一般的名称	輸液ポンプ用輸液セット




切替品番

販売名称	ニプロフィルターセット
クラス分類	クラスⅡ（管理医療機器）
医療機器認証番号	222AABZX00173000
一般的名称	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット


■変更内容③

包材の変更

現行包材



新包材



・変更理由: ISO 規格改定のため。

対象品番・後継品番

ニプロ CP チャンバーセット

商品コード	品番	JAN コード
55-813	CPチャンバ® - CPC-301FCZY	4987458558139
55-814	CPチャンバ® - CPC-301FCZY-N	4987458558146
55-815	CPチャンバ® - CPC-301FCZY2	4987458558153
55-816	CPチャンバ® - CPC-301FCZY-N3	4987458558160

ニプロフィルターセット（キャリアポンプ専用）

商品コード	品番	JAN コード
53-963	CPF-301FCZYI	4987458539633
53-964	CPF-301FCZYI-IS	4987458539640
53-965	CPF-301FCZYI2	4987458539657
53-966	CPF-301FCZYI-N3	4987458539664

以上