

「輸血セット」 一部品番 販売終了および代替品番のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。





さて、この度、「輸血セット」の一部品番において販売を終了することとなりましたため、代替品番をご案内申し上げます。




引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- ・製造販売業者を変更します。 製造販売業者:三矢メディカル株式会社→製造販売:ニプロ株式会社
- ・JAN コード、商品コード、品番、入り数を変更します。
- ・びん針の形状を直結びん針から上部チューブ付きびん針へと変更します。
- ・ローラーランプの色を変更します。
- ・先端接続部の形状を変更します。

	変更前		変更後
89-036	 直結型びん針・スリップコネクタ・静脈針		
89-038	 直結型びん針・エア針・ロックコネクタ		
89-054	 上部チューブ付きびん針・ロックコネクタ	88-230	 上部チューブ付きびん針・ロックコネクタ
89-055	 直結型びん針・ロックコネクタ		

	変更前		変更後
89-070	 直結型びん針・ロックコネクタ・静脈針	88-220	
89-071			
89-072	 直結型びん針・ロックコネクタ		

対象品番および変更時期

三矢メディカル製造

輸血セット

JANCD	商品 CD	品番	販売終了時期
4987458890369	89-036	TF-4D1Z	2023 年 9 月末
4987458890383	89-038	TF-4A1LZ(ロックツキ)	2023 年 7 月中旬
4987458890543	89-054	TF-3B2LZ	2023 年 9 月末
4987458890550	89-055	TF-4A1LZ(エア-シンナシ)	2023 年 7 月上旬

輸血セット

4987458890703	89-070	ケツヨウバンヨウ	2023 年 10 月
4987458890710	89-071	ケツヨウバンヨウ ハリナシ	2023 年 7 月中旬
4987458890727	89-072	ケツヨウバンヨウ ラベル	2023 年 9 月頃

入り数: 50 本 × 4 箱 / ケース

ニプロ製造

ニプロ輸血セット

JANCD	商品 CD	品番
4987458882302	88-230	TFA-201E00Z

ニプロ血小板用輸血セット

4987458882203	88-220	TFA-P201E00Z
---------------	--------	--------------

入り数: 30 本 × 8 箱 / ケース

三矢メディカル製造:

販売名称	輸血セット
医療機器承認番号	15900BZZ01153000
一般の名称	輸血セット
クラス分類	クラス II (管理医療機器)
製造販売業者	三矢メディカル株式会社
販売業者	ニプロ株式会社

ニプロ製造:

販売名称	ニプロ輸血セット
医療機器認証番号	226AABZX00107000
一般の名称	輸血セット
クラス分類	クラス II (管理医療機器)
製造販売	ニプロ株式会社

販売名称	ニプロ血小板用輸血セット
医療機器認証番号	304AABZX00065000
一般の名称	輸血セット
クラス分類	クラス II (管理医療機器)
製造販売	ニプロ株式会社

以上