

2023 年 6 月




透析用血液回路セット「シュアフロー®N」 シャント部フリーロックオスコネクタ仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、標題製品のオスコネクタの仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

ISO 規格改定にともない、シャント部に使用されているフリーロックオスコネクタの仕様を下記のとおり変更します。



※テーパ長（矢印部分）が短くなりますが、コネクタの全長は同一です。
※先端部径、テーパ角度、材質、色調は変更ありません。
※赤も対象となります。

対象品番

商品コード	品番
93-002	VSV-7070-NP-1
93-003	VSV-7070-NP-2
93-004	VSV-7070-NP-3A
93-005	VSV-7070-V2I-1
93-006	VSV-7070-V2I-2

変更開始ロット

23B12P ロット（2023 年 2 月製造分）より変更します。