

真空密封型採血管

ネオチューブ®A
規格追加のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、真空密封型採血管「ネオチューブ®A」の規格を追加しますのでお知らせいたします。
ニプロは今後もより安全で医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

謹白

製品写真



内箱写真



外箱写真



仕様

医療機器認証番号：228AABZX00089000

クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	品名	仕様	ゴム栓カラー
32-133	ネオチューブ A NP-SP1016	管容量 10mL、採血量 6.0mL、凝固促進剤・分離剤入り	ベージュ

ニプロ（上海）有限公司製ネオチューブ NP-SP1016（商品コード：30-123）と同じ仕様になっています。
ニプロ（上海）有限公司製ネオチューブ NP-SP1016 は在庫限りの販売とさせていただきます。

（在庫消尽予想時期：2023年9月下旬～2023年10月上旬）

発売時期

2023年 9月 19日 発売