

お客様各位

ニプロベトナムカンパニーリミテッド製「ニプロ吸引カテーテル」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ニプロベトナムカンパニーリミテッド製の「ニプロ吸引カテーテル」につきまして、仕様変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

対象製品

商品コード	商品名	JANコード	変更ロット	変更時期
23-699	NSCJ-12(TA2)CS	4987458236990	23E191P	2023年12月
23-762	NSCJ-12(TA2)C	4987458237621	23F221P	2024年4月以降

変更内容

- ・より多様な吸引機のチューブに対応可能なコネクタ形状に変更になります。
- ・コネクタの材質がABS樹脂からポリ塩化ビニルに変更になります。

変更前



変更後

