

2023年10月

医療関係者各位



「ニプロ医用電子血圧計 NMBP」 プラグ変更に伴う対象カフ変更についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、販売しておりましたニプロ医用電子血圧計 NMBP のオプションカフにつきまして ISO80369 の導入に伴い、血圧計本体との接続部におけるプラグ形状の変更と品番変更を行います。

現行の品番につきましては在庫限りで販売終了とさせていただきます、代替品版につきまして下記の通りご案内させていただきます。

弊社は今後とも、患者さまの QOL (Quality of life) 向上はもちろんのこと、より安全で、医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

謹白

記

対象血圧計

JANコード	商品コード	商品名	入数	参考価格
4987458112102	11-210	ニプロ医用電子血圧計 NMBP	1台	25,800円

・医療機器認証番号 : 231AHBZX00005A01 ・医療機器分類 : 管理医療機器/特定保守管理医療機器 ・一般的名称 : 医用電子血圧計

対象品番

JANコード	商品コード	商品名	入数	参考価格
4987458112058	11-205	ニプロ医用電子血圧計カフ SS	1個	2,200円
4987458112065	11-206	ニプロ医用電子血圧計カフ SA	1個	2,200円
4987458112072	11-207	ニプロ医用電子血圧計カフ AD	1個	2,000円
4987458112089	11-208	ニプロ医用電子血圧計カフ LA	1個	2,700円
4987458112096	11-209	ニプロ医用電子血圧計カフ LL	1個	4,000円

変更後品番

JANコード	商品コード	商品名	入数	参考価格
4987458954108	95-410	ニプロ医用電子血圧計カフ SS-IS1	1 個	2,200 円
4987458954115	95-411	ニプロ医用電子血圧計カフ SA-IS1	1 個	2,200 円
4987458954122	95-412	ニプロ医用電子血圧計カフ AD-IS1	1 個	2,000 円
4987458954139	95-413	ニプロ医用電子血圧計カフ LA-IS1	1 個	2,700 円
4987458954146	95-414	ニプロ医用電子血圧計カフ LL-IS1	1 個	4,000 円

時期

2023 年 10 月 ※現行品版は在庫限りで終了

以上