

間欠泌尿器用カテーテル

## ニプロネラトンカテーテルS 新発売のご案内



### 特長

- 挿入しやすい硬さのあるネラトンカテーテルです。
- 先端クローズド・オープン、コネクタ付きなど豊富にラインアップをしています。
- 明るく優しいパッケージデザインを採用しています。

### 発売時期

2023年10月1日

規格表は裏面に掲載しています

# 仕様

一般的名称：間欠泌尿器用カテーテル  
 医療機器認証番号：304AABZX00075000

販売名：ニプロネラトンカテーテルS  
 医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	JANコード	品番・規格	外径		全長 (cm)	先端形状	コネクタ有無	入数
			Fr	mm				
23-940	4987458239403	NNCS-8(CL)	8	2.7	33	クローズド	なし	50本/箱
23-941	4987458239410	NNCS-10(CL)	10	3.3	33			
23-942	4987458239427	NNCS-12(CL)	12	4.0	33			
23-943	4987458239434	NNCS-14(CL)	14	4.7	33			
23-944	4987458239441	NNCS-16(CL)	16	5.3	33			
23-945	4987458239458	NNCS-18(CL)	18	6.0	33			
23-946	4987458239465	NNCS-20(CL)	20	6.7	33			
23-947	4987458239472	NNCS-22(CL)	22	7.3	33			
23-948	4987458239489	NNCS-24(CL)	24	8.0	33			
23-949	4987458239496	NNCS-26(CL)	26	8.7	33			
23-950	4987458239502	NNCS-8(CL)S	8	2.7	15		あり	
23-951	4987458239519	NNCS-10(CL)S	10	3.3	15			
23-952	4987458239526	NNCS-12(CL)S	12	4.0	15			
23-953	4987458239533	NNCS-14(CL)S	14	4.7	15			
23-954	4987458239540	NNCS-8(CL)C	8	2.7	40			
23-955	4987458239557	NNCS-10(CL)C	10	3.3	40			
23-956	4987458239564	NNCS-12(CL)C	12	4.0	40			
23-957	4987458239571	NNCS-14(CL)C	14	4.7	40			
23-958	4987458239588	NNCS-16(CL)C	16	5.3	40			
23-959	4987458239595	NNCS-18(CL)C	18	6.0	40			
23-960	4987458239601	NNCS-8(OP)	8	2.7	33	オープン	なし	
23-961	4987458239618	NNCS-10(OP)	10	3.3	33			
23-962	4987458239625	NNCS-12(OP)	12	4.0	33			
23-963	4987458239632	NNCS-14(OP)	14	4.7	33			
23-964	4987458239649	NNCS-16(OP)	16	5.3	33			
23-965	4987458239656	NNCS-18(OP)	18	6.0	33			
23-966	4987458239663	NNCS-20(OP)	20	6.7	33			
23-967	4987458239670	NNCS-22(OP)	22	7.3	33			
23-968	4987458239687	NNCS-24(OP)	24	8.0	33			