

経腸栄養注入セット

## ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ (ISO 80369-3適合品)

### 新発売のご案内



#### 特長

- 経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際に使用できる延長用チューブです。

#### 仕様

医療機器届出番号：27B1X00045000044 医療機器クラス分類：クラスI（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	チューブ径(内径×外径)	チューブ長	入数	JANコード
60-130	EXチューブED1-50-IS3	1.1×2.2mm	500mm	50本/箱	4987458601309
60-131	EXチューブED1-70-IS3	1.1×2.2mm	700mm	50本/箱	4987458601316
60-132	EXチューブED1-100-IS3	1.1×2.2mm	1000mm	50本/箱	4987458601323
60-133	EXチューブED-50-IS3	3.15×4.5mm	500mm	50本/箱	4987458601330
60-134	EXチューブED-100-IS3	3.15×4.5mm	1000mm	50本/箱	4987458601347
60-135	EXチューブED-PEG-IS3	5.0×7.0mm	200mm	10本/箱	4987458601354

#### 発売時期

2020年5月7日