

## 「シュアーフューザー<sup>®</sup>A」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「シュアーフューザー<sup>®</sup>A」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具


### 変更内容

- 相互接続防止を目的とした国際規格ISO 80369-6に準拠したシュアーフューザーA(該当品番)の包材に黄色のラインを入れ、部品の色を黄色に変更します。
- コネクタキャップを疎水性フィルタが内蔵されたキャップに変更します。

現行

変更後

### 包材



### プロテクタのラベル



現行

変更後

ポートキャップ



(PCAセット)



(PCAセット)

PCA装置プライミング用ポートのキャップ (PCAセット)



コネクタキャップ




疎水性フィルタ  
内蔵

【変更箇所】

・シュアーフューザー®A

ポートキャップ




プロテクタのラベル

コネクタキャップ

・シュアーフューザー®A PCAセット

PCA装置プライミング用ポートのキャップ



プロテクタのラベル

コネクタキャップ

## 対象品番及び変更時期

### ● シュアーフューザー®A

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
05-203	SFS-0512HR(P) NR	2020年11月下旬	20G06
05-204	SFS-0501D(P) NR	2021年1月頃	20G06
05-205	SFS-0502D(P) NR	2021年2月頃	20G06
05-214	SFS-1001D(P) NR	2020年10月下旬	20G02
05-215	SFS-1002D(P) NR	2021年1月下旬	20F30以降
05-221	SFS-2-15(P) NR	2021年5月頃	20F30以降
05-222	SFS-3-15(P) NR	2021年6月頃	20F30以降
05-223	SFS-3.5-15(P) NR	2022年9月頃	20F30以降
05-224	SFS-2-25(P) NR	2021年3月頃	20F30以降
05-225	SFS-5-25(P) NR	2021年5月頃	20F30以降
05-227	SFS-2-30(P) NR	2021年9月頃	20F30以降
05-228	SFS-3-30(P) NR	2021年9月頃	20F30以降
05-229	SFS-4-30(P) NR	2021年9月頃	20F30以降
05-231	SFS-5-30(P) NR	2020年10月上旬	20G07
05-232	SFS-6-30(P) NR	2021年9月頃	20F30以降
05-234	SMA-123-10(P) NR	2020年11月下旬	20G29
05-235	SMA-0123-10(P) NR	2020年11月下旬	20F30以降
05-236	SMA-2345-10(P) NR	2020年11月中旬	20G06
05-237	SMA-2345-25(P) NR	2020年11月下旬	20G15
05-238	SMA-3456-25(P) NR	2020年10月下旬	20G15
05-239	SMA-2345-30(P) NR	2020年12月下旬	20G15
05-241	SMA-3456-30(P) NR	2021年3月頃	20F30以降
05-242	SMA-2468-30(P) NR	2021年1月上旬	20G08
※ 05-202	SFS-0505HR(P) NR	2020年10月下旬	20F30以降
※ 05-206	SFS-0503D(P) NR	2020年9月上旬	20G06
※ 05-209	SFS-0501W(P) NR	2021年9月頃	20F30以降

※ 特注品番

● シュアーフューザー®A PCAセット

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
05-251	PCAS-1002DP/2030 NR	2021年5月頃	20F30以降
05-252	PCAS-1002DP/2060 NR	2021年4月頃	20F30以降
05-253	PCAS-1001DP/2030 NR	2021年1月上旬	20F30以降
05-254	PCAS-1001DP/2060 NR	2020年11月下旬	20F30以降
05-255	PCAS-1002DP/3060 NR	2020年12月中旬	20G17
05-256	PCAS-1001DP/3060 NR	2021年3月頃	20F30以降
05-257	PCAS-2-30P/3060 NR	2022年2月頃	20F30以降
05-258	PCAS-3-30P/3030 NR	2021年2月頃	20G17
05-259	PCAS-3-30P/3060 NR	2021年3月頃	20F30以降
05-260	PCAS-4-30P/3030 NR	2020年11月中旬	20G17
05-261	PCAS-4-30P/3060 NR	2020年12月中旬	20G17
05-262	PCAS-5-30P/3030 NR	2020年11月下旬	20F30以降
05-263	PCAS-5-30P/3060 NR	2020年11月中旬	20F30以降
05-264	PCAM-123-10P/1015 NR	2021年11月頃	20F30以降
05-265	PCAM-123-10P/1030 NR	2020年11月下旬	20G22
05-266	PCAM-2345-10P/2015 NR	2021年4月頃	20G27
05-267	PCAM-2345-10P/2030 NR	2021年3月頃	20G27
05-268	PCAM-2345-30P/3030 NR	2020年10月中旬	20F30
05-269	PCAM-2345-30P/3060 NR	2020年11月下旬	20G27
※ 05-249	PCAS-1004DP/1015 NR	2020年10月中旬	20F30以降
※ 05-303	SMA-246-30(P) NR	2020年10月下旬	20G08
※ 05-304	PCAM-3456-30P/3030BL NR	2020年12月上旬	20F30以降
※ 05-306	PCAM-2468-30P/3030 NR	2020年12月中旬	20F30以降
※ 05-317	PCAM-235-30P/3030 NR	2021年8月頃	20F30以降
※ 05-321	PCAS-1036HR/3060L NR	2020年11月上旬	20F30以降
※ 05-322	PCAS-0501DP/2030 NR	2020年10月下旬	20F30以降

※ 特注品番