

お客様 各位

**「ニプロ輸液セット」「ニプロ輸液ポンプ用セット」(セーフタッチ輸液システム)  
一部品番にて仕様変更のご案内(第二報)**


拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、  
厚く御礼申し上げます。さて、この度、ニプロ輸液セット、ニプロ輸液ポンプ用セット(セーフタッチ輸液  
システム)の仕様を一部品番にて変更致しますのでご案内申し上げます。  
引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具

**変更内容**

**①製品仕様の変更**

- びん針の仕様を、エアフィルタ付き直結びん針タイプから、  
上部チューブ付エアフィルタ付き直結びん針タイプへと変更致します。

・仕様変更に伴い、商品コード、品番及び包材も変更致します。



・変更理由:

薬液ボトルにびん針を複数刺したい時に直結だと刺しにくい  
との理由より一部品番から仕様変更を実施します。

・使用方法に変更はありません。

- 混注管、ミニクランプを、新形状へと変更致します。



**対象品番、変更開始時期**

| JAN コード       | 商品コード  | 品番                 |
|---------------|--------|--------------------|
| 4987458038402 | 03-840 | STA-611I00 Z       |
| 4987458038419 | 03-841 | STP-611I00         |
| 4987458038440 | 03-844 | STA-621I00 Z       |
| 4987458038457 | 03-845 | STP-621I00         |
| 4987458554100 | 55-410 | STFP-641V3I00D70 Z |

| JAN コード       | 商品コード   | 品番                 | 変更予想時期       |
|---------------|---------|--------------------|--------------|
| 4987458076282 | 07-628  | STA-711I00 Z       | 2021 年 3 月   |
| 4987458076299 | 07-629  | STP-711I00         | 2021 年 3 月   |
| 4987458076305 | 07-630  | STA-721I00 Z       | 2020 年 12 月頃 |
| 4987458076312 | 07-631  | STP-721I00         | 未定           |
| 4987458554100 | 55-410※ | STFP-741V3I00D70 Z | 2020 年 2 月   |

※別途案内済み

以上