

「ケアサイト」延長チューブ付 クランプ色および形状変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ケアサイト」延長チューブ付のクランプ色および形状を変更致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- クランプ色を変更します。
- クランプの形状を変更します。

※規格ごとに変更内容が異なりますので、詳細は下表をご覧ください。

変更前		変更後	変更内容
			・色が白色から紫色に変更 ・取り外し可能なスライドクランプから閉鎖式で取り外し不可能なスライドクランプに変更
		商品コード	品番
		54-750	ケアサイトEXチューブ 470100
		54-754	ケアサイトEXスタビライザ 470185
変更前		変更後	変更内容
			・色が青色から紫色に変更
		商品コード	品番
		54-755	ケアサイトEXスタビライザ 470188
変更前		変更後	変更内容
			・取り外し可能なスライドクランプから閉鎖式で取り外し不可能なスライドクランプに変更
		商品コード	品番
		54-751	ケアサイトEXチューブ 470104

対象品番及び変更ロット

JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
4987458547508	54-750	ケアサイト EX チューブ 470100	0061737604	出荷済
4987458547515	54-751	ケアサイト EX チューブ 470104	未定	未定
4987458547546	54-754	ケアサイト EX スタビライザ 470185	0061736116	未定
4987458547553	54-755	ケアサイト EX スタビライザ 470188	0061736114	2021 年 3 月頃

以上