

食道経由経腸栄養用チューブ

滅菌済コーフローフィードイングチューブ (ISO 80369-3対応品)

新発売のご案内



特 長

- 側注ポート付きで、ラインを接続した状態でのフラッシング等が容易です。
- カテーテル内腔及び先端に親水性ポリマーをコーティングしております。
- 先端錘付きタイプと錘無しタイプをラインアップ。

仕 様

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号：226ADBZX00157000

商品コード	品番・規格	錘	外形	チューブ長	入数	JANコード
60-850	J-70-YW-6FR56-IS3	有	6Fr	56cm	10本/箱	4987458608506
60-852	J-70-YW-8FR91-IS3	有	8Fr	91cm	10本/箱	4987458608520
60-855	J-70-YW-10FR91-IS3	有	10Fr	91cm	10本/箱	4987458608551
60-870	J-70-Y-5FR56-IS3	無	5Fr	56cm	10本/箱	4987458608704
60-871	J-70-Y-6FR56-IS3	無	6Fr	56cm	10本/箱	4987458608711
60-874	J-70-Y-8FR91-IS3	無	8Fr	91cm	10本/箱	4987458608742
60-877	J-70-Y-10FR91-IS3	無	10Fr	91cm	10本/箱	4987458608773
60-878	J-70-Y-12FR91-IS3	無	12Fr	91cm	10本/箱	4987458608780

発売時期

2020年12月7日