

お客様各位

**「ニプロユローズバッグ UB20-AM」販売終了及び後継品のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「ニプロユローズバッグ UB20-AM」につきまして、販売を終了することとなりました。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

つきましては、後継品として「ニプロユローズバッグ UB-20PCストリング」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

**終了品番**

| 商品コード  | 商品名                | 容量     | 入数 | JANコード        |
|--------|--------------------|--------|----|---------------|
| 27-011 | ニプロユローズバッグ UB-20AM | 2000mL | 5枚 | 4987458270116 |

**後継品番**

| 商品コード  | 商品名                    | 容量     | 入数 | JANコード        |
|--------|------------------------|--------|----|---------------|
| 27-010 | ニプロユローズバッグUB-20PCストリング | 2000mL | 5枚 | 4987458270109 |


**終了時期**

2021年1月末頃


現行品



後継品



・排尿チューブのストッパーがコック式から、板クランプ式に変更になります。



・吊り下げ部のハンガーが付属しなくなります。  
・吊り下げ部がストリングタイプになります。



・クリップが付属しなくなります。

