

PDNくるくるブラシ®

新発売のご案内



特 長

- ISO 80369-3対応製品のカテーテル接続部の洗浄ブラシです。
- 用途に合わせて2種類お選び頂けます。
 - ー PDNくるくるブラシ-S
3Fr~24Frのカテーテルの接続部を洗浄できます。
 - ー PDNくるくるブラシ-L
12Fr~24Frのカテーテルの接続部を洗浄できます。
中央部のブラシが長いので挿入し易いです。

仕 様

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
60-910	PDNクルクルブラシL	1本/箱	4987458609107
60-911	PDNクルクルブラシS	1本/箱	4987458609114

※本品は医療機器ではありません。

発売時期

2021年2月1日