

イオンレス™次亜塩素酸水「シーエルフライン™」

仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。



さて、この度「シーエルフライン」におきまして、製品仕様を下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更理由・内容

製品への影響がより少ないバッグ材質に変更するため。

	変更前	変更後
形状		
バッグインボックス素材	<ul style="list-style-type: none"> ・本体：特殊低密度ポリエチレン ・口部：高密度ポリエチレン 	<ul style="list-style-type: none"> ・本体：ナイロン エチレン-ビニルアルコール共重合体 低密度ポリエチレン ・口部：低密度ポリエチレン

※使用期限、価格、商品コード等に変更はございません。

対象品番・変更ロット

商品コード	品番・規格	JANコード	変更ロット	変更予定時期
43-600	シーエルフライン10L (次亜塩素酸水)	4987458436000	20S49	2021年2月中旬

※お客様のご注文状況により、変更時期は前後する可能性があります。