


長期的使用注入用植込みポート

## カテーテルアクセスCVポート 新発売のご案内



<キット内容>

①カテーテル 1.7mm(5Fr)×60cm ②ガイドワイヤ アングル 0.44mm(0.018インチ)×45cm ③ポート本体  
 ④ロックアダプタ×2 ⑤ベインピック ⑥イントロデュサ ⑦トンネル ⑧ドレープ ⑨外套付穿刺針 22G×50mm  
 ⑩外套付穿刺針 22G×32mm ⑪注射針 ⑫ポート用針 ⑬注射筒 ⑭注射筒 ⑮スカルペル(セイフティタイプ)

### 特 長

- 薬剤滞留を防止するポート内形状
- 2本のアラミド繊維で補強されたシリコン製カテーテルを使用
- 反転しにくい形状
- 22G外套付き穿刺針は安全で低侵襲なカテーテル留置をサポート

### 仕 様

医療機器承認番号:30200BZX00214000 高度管理医療機器(クラスⅣ)  
 販売名:カテーテルアクセスCVポート

| 商品コード  | 品番      | カテーテル        |            |                 | ポート              |                 | セパタムの径<br>(mm) | 外套付穿刺針        |             | ガイドワイヤ            |      | JANコード        | 穿刺回数                  |
|--------|---------|--------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------|---------------|-----------------------|
|        |         | 外径<br>(mm)   | 長さ<br>(cm) | プライミング量<br>(mL) | 幅×奥行き×高さ<br>(mm) | プライミング量<br>(mL) |                | 外径<br>(mm)    | 針管長<br>(mm) | 外径×長さ<br>(インチ×cm) | 先端形状 |               |                       |
| 24-039 | CAP-05A | 1.7<br>(5Fr) | 60         | 0.06            | 30.0×27.5×13.5   | 0.6             | 13             | 0.75<br>(22G) | 32<br>50    | 0.44(0.018)×45    | アングル | 4987458240393 | 22G<br>フーバー針<br>2000回 |

●包 装:1個毎滅菌済み ●材 質:シリコン(カテーテル)、ポリエーテルスルホン(ポート) ●包装単位:1セット/箱

### 発売時期

令和3年2月16日