

お客様各位

「トウーセツテ吸引ハンドルスワブ小」販売終了及び後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「トウーセツテ吸引ハンドルスワブ小」につきまして、販売を終了することとなりました。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

つきましては、後継品として「NOHCS吸引スポンジブラシ(小)」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

終了品番

商品コード	商品名	入数	JANコード	備考
21-732	トウーセツテ吸引ハンドルスワブ小	25本	4987458217326	1袋5本入り
21-760	トウーセツテ吸引ハンドル	10本	4987458217609	1袋1本入り

後継品番

商品コード	商品名	入数	JANコード	備考
21-821	NOHCS吸引スポンジブラシ(小)	50本	4987458218217	1袋1本入り

終了時期

2021年 8月

1. 外観

- ・トウセット吸引ハンドルスワブ小
- ・トウセット吸引ハンドル

- ・NOHCS吸引スポンジブラシ(小)



2. 吸引ON・OFFスイッチ

- ・吸引ハンドルがスポンジと一体化になります。
- ・吸引のON・OFFが逆になります。(スイッチを下げるとON、上げるとOFFになります)

吸引ON

吸引OFF



吸引ON

吸引OFF

