

お客様各位

## 「トウーセツテ吸引ハンドルスワブ大」販売終了及び後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「トウーセツテ吸引ハンドルスワブ大」につきまして、販売を終了することとなりました。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

つきましては、後継品として「NOHCS吸引スポンジブラシ」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

### 終了品番

| 商品コード  | 商品名              | 入数  | JANコード        | 備考     |
|--------|------------------|-----|---------------|--------|
| 21-731 | トウーセツテ吸引ハンドルスワブ大 | 25本 | 4987458217319 | 1袋5本入り |
| 21-760 | トウーセツテ吸引ハンドル     | 10本 | 4987458217609 | 1袋1本入り |

### 後継品番

| 商品コード  | 商品名            | 入数  | JANコード        | 備考     |
|--------|----------------|-----|---------------|--------|
| 21-820 | NOHCS吸引スポンジブラシ | 50本 | 4987458218200 | 1袋1本入り |

### 終了時期

2021年 10月

## 1. 外観

- ・トウーセット吸引ハンドルスワブ大
- ・トウーセット吸引ハンドル

- ・NOHCS吸引スポンジブラシ



## 2. 吸引ON・OFFスイッチ

- ・吸引ハンドルがスポンジと一体化になります。
- ・吸引のON・OFFが逆になります。(スイッチを下げるとON、上げるとOFFになります)

吸引ON



吸引OFF



吸引ON



吸引OFF

