お客様各位



単回使用透析用針「セーフタッチ[®]カニューラ GA」 仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて、この度弊社では「セーフタッチ[®]カニューラ GA」 (医療機器認証番号: 218AABZX00037000)の 仕様を下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。


敬具

変更点

- ・コンテナキャップとコンテナ本体の嵌合距離を長く致します。
- ・コンテナキャップにあるリブの本数を 4→8 本に変更致します。
- ・コンテナキャップのリブ長を若干長く致します。

上記3箇所の仕様変更により、使用前のコンテナキャップの外れがより発生しづらくなります。

【変更箇所写真】



対象製品 変更時期

商品 コード	商品名	切替開始 ロット	切替予測時期
69-539	NSL*14AC4x1·1/4 PP RUL	20K26U	2021年7月頃
69-535	NSL*14AC4x1·1/2 PP RUL	20K25U	2022年5月頃
69-544	NSL*15AC4x1 PP RUL	20K12U	2021年2月中旬
69-540	NSL*15AC4x1·1/4 PP RUL	20K16U	2021年5月頃
69-536	NSL*15AC4x1·1/2 PP RUL	20K14U	2021年8月頃
69-545	NSL*16AC4x1 PP RUL	20K27U	2021年3月中旬
69-541	NSL*16AC4x1·1/4 PP RUL	20L01U	2021年4月中旬
69-537	NSL*16AC4x1·1/2 PP RUL	20L04U	2021年6月頃
69-546	NSL*17AC4x1 PP RUL	20K20U	2021年2月中旬
69-542	NSL*17AC4x1·1/4 PP RUL	20K19U	2021年2月中旬
69-538	NSL*17AC4x1·1/2 PP RUL	20K17U	2021年4月中旬