

「ニプロ輸液ポンプ用セット(セーフタッチ輸液システム)」PVC タイプ 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ニプロ輸液ポンプ用セット(セーフタッチ輸液システム) PVC タイプの仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 三方活栓と末端チューブの接着箇所の接続パーツを、メスコネクタからジョイントチューブへ変更します。

<仕様図例>



対象品番及び変更ロット

品名	JANコード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
ニプロ輸液セット (セーフタッチ輸液システム)	4987458074127	07-412	STFP-231V3IM150DSH25WR Z	21A12P1	2021年5月
	4987458074172	07-417	STFP-231V3MI00M150D60LZ	20K25J1	2021年4月
	4987458074226	07-422	STFP-211R00DSH-50 Z	20K17J3	2021年4月
	4987458074394	07-439	STFP-221I00 L Z	20K17J1	2021年5月
	4987458074615	07-461	STFP-211R00M150D100 Z	20L12R2	次回出荷分から
	4987458075506	07-550	STFP-211R00 Z	20K19J1	2021年2月
	4987458075513	07-551	STFP-211R00	20L12J3	2021年3月
	4987458075544	07-554	STFP-221R00 Z	未定	2021年12月
	4987458075551	07-555	STFP-221R00	未定	2021年6月
	4987458075582	07-558	STFP-211WR00 Z	20L12J4	2021年12月
	4987458554117	55-411	STFP-211WR00 LZ	21A22J1	2021年6月
	4987458554186	55-418	STFP-221R00 U Z	20K23J3	2021年2月
	4987458554193	55-419	STFP-221R00 U	20K30J2	2021年4月

以上