

## 「サージット®10 WA IV」「サージット®10 WA IV S」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。さて、この度「サージット®10 WA IV」「サージット®10 WA IV S」の品番におきまして、製品仕様を下記の通り変更致しますのでご案内申し上げます。今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 変更内容

○粘着テープを変更致しました。旧粘着テープと比較し、新粘着テープの透湿性は20%※向上しております。

※製造販売元社内試験 実測値

#### 対象品番

○下記対象品番の粘着テープの仕様を変更致します。

新粘着テープのロット番号は下記ロット番号より大きな番号の数字が該当致します。

ロット番号
210115※

※210115：2021年1月15日製造

商品コード	品番	JANコード
21-081	サージット10WAIV NSD10WAIV-1	4987458210815
21-082	サージット10WAIV NSD10WAIV-2	4987458210822
21-083	サージット10WAIV NSD10WAIV-3	4987458210839
21-084	サージット10WAIV NSD10WAIV-4	4987458210846
21-085	サージット10WAIV NSD10WAIV-5	4987458210853
21-086	サージット10WAIV NSD10WAIV-6	4987458210860
21-091	サージット10WAIV NSD10WAIVS1	4987458210914
21-092	サージット10WAIV NSD10WAIVS2	4987458210921
21-093	サージット10WAIV NSD10WAIVS3	4987458210938
21-094	サージット10WAIV NSD10WAIVS4	4987458210945
21-095	サージット10WAIV NSD10WAIVS5	4987458210952
21-096	サージット10WAIV NSD10WAIVS6	4987458210969
21-097	サージット10 NSD10WAIVS-3S	4987458210976
21-098	サージット10 NSD10WAIVS-5S	4987458210983

以上