

採卵針「ニプロAPニードル(シングルタイプ)」 ソフトチューブ化に伴う仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度 採卵針「ニプロAPニードル(シングルタイプ)」におきまして、製品仕様を下記の通り変更致しますのでご案内申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 採卵針 ニプロAPニードル(シングルタイプ)のチューブについて、現行のポリウレタン製のものからPVC製のものへ材質を変更致します。この変更によりチューブが柔らかくなります。
- 仕様変更に伴い、商品コード・品番も変更致します。

対象品番

商品コード	品番	JANコード		商品コード	品番	JANコード
87-470	APニードルシングル18G-310-800	4987458874703	⇒	87-340	APニードルシングル18G-310-800S	4987458873409
87-471	APニードルシングル19G-310-800	4987458874710	⇒	87-341	APニードルシングル19G-310-800S	4987458873416
87-472	APニードルシングル20G-310-800	4987458874727	⇒	87-342	APニードルシングル20G-310-800S	4987458873423
				87-343	APニードルシングル21G-310-800S	4987458873430
87-473	APニードルシングル18G-350-800	4987458874734	⇒	87-344	APニードルシングル18G-350-800S	4987458873447
87-474	APニードルシングル19G-350-800	4987458874741	⇒	87-345	APニードルシングル19G-350-800S	4987458873454
87-475	APニードルシングル20G-350-800	4987458874758	⇒	87-346	APニードルシングル20G-350-800S	4987458873461
				87-347	APニードルシングル21G-350-800S	4987458873478

※87-343 87-347 については新規品番となります。

変更時期

変更時期については、各品番在庫が消尽次第変更になります。
おおまかな時期の目安としては以下の通りです。

商品コード	品番	JANコード	切り替え時期
87-470	APニードルシングル18G-310-800	4987458874703	8月末
87-471	APニードルシングル19G-310-800	4987458874710	8月末
87-472	APニードルシングル20G-310-800	4987458874727	9月末
87-473	APニードルシングル18G-350-800	4987458874734	11月中頃
87-474	APニードルシングル19G-350-800	4987458874741	12月中頃
87-475	APニードルシングル20G-350-800	4987458874758	9月末