

新発売



2021 年 4 月
ニプロ株式会社

中心循環系ガイドング用血管内カテーテル

ガイドングカテーテル

Profit BESPА

新発売のご案内

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より ガイドングカテーテル「Profit BESPА」を販売する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

製品仕様

●外径 : 2.10mm (6Fr) ●内径 : 1.80mm (0.071inch) ●有効長 : 100cm

販売開始製品

- 販売名 : ガイディングカテーテル GM03
- 医療機器承認番号 : 30200BZX00003000
- クラス分類 : クラスⅣ (高度管理医療機器)
- 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル 冠動脈用
- モデルリスト

形状	商品コード	発注用コード モデル No.	商品コード	発注用コード モデル No.
JL Judkins Left	48-285	CR6-JL35	48-286	CR6-JL35SH
	48-287	CR6-JL40	48-288	CR6-JL40SH
	48-289	CR6-JL45		
JL ST Judkins Left Short Tip	48-291	CR6-JL35ST	48-292	CR6-JL35STSH ※
	48-293	CR6-JL40ST	48-294	CR6-JL40STSH ※
JR Judkins Right	48-260	CR6-JR35	48-261	CR6-JR35SH
	48-262	CR6-JR40	48-263	CR6-JR40SH
AL Amplatz Left	48-309	CR6-AL075	48-310	CR6-AL075SH
	48-311	CR6-AL1	48-312	CR6-AL1SH
	48-313	CR6-AL15	48-314	CR6-AL15SH ※
	48-315	CR6-AL2	48-316	CR6-AL2SH ※
SAL Short Amplatz Left	48-279	CR6-SAL1	48-280	CR6-SAL1SH
	48-281	CR6-SAL15	48-282	CR6-SAL15SH ※
SS Special Support	48-297	CR6-SS325	48-298	CR6-SS325SH
	48-299	CR6-SS35	48-300	CR6-SS35SH
	48-301	CR6-SS375	48-302	CR6-SS375SH
	48-303	CR6-SS40	48-304	CR6-SS40SH
G Gloval Curve	48-305	CR6-G35	48-306	CR6-G35SH
	48-307	CR6-G40	48-308	CR6-G40SH
RU Radial Unlimited	48-266	CR6-RUM375	48-267	CR6-RUM375SH ※
RR Radial Right	48-268	CR6-RR	48-269	CR6-RRSH ※
ER Evolution Right	48-271	CR6-ER2	48-272	CR6-ER2SH ※
IL Ikari Left	48-317	CR6-IL35	48-318	CR6-IL35SH ※
	48-319	CR6-IL40	48-320	CR6-IL40SH ※

※ : 受注生産品