

汎用針付注射筒

ニプロVAシリンジ(25G 25mm)

新発売のご案内



特 長

- 針植込み型のため、デッドスペースを極めて少ない量におさえました(約0.002mL)。
- 針長を25mmに致しました。
- 薬液吸引及び注入時の操作性等を考慮して外径25Gとしています。

仕 様

管理医療機器 (クラスⅡ)

医療機器承認番号: 22500BZX00511000

商品コード	品番・規格	針長	針サイズ	JANコード
08-298	VAシリンジ1ML25G×25MM	25mm	25G	4987458082986

発売時期

2021年5月31日