

2021年7月



第66回 日本透析医学会 企業展示のご紹介



学会名 : 第66回 日本透析医学会学術集会・総会
会期 : 2021年6月4日(金)～6月6日(日)
会場 : パシフィコ横浜
大会テーマ : チームの俯瞰・発想・行動力～良質な医療とケアの発信～
学会長 : 岡田 一義 先生 (社会医療法人 川島会 川島病院 副院長)

ニプロ企業展示場所 : 展示ホール 1F & 2F ハーバーラウンジ A

透析関連製品を中心に、消耗品・器械・システムトータルでの展示を行いました。

また、今年は感染対策にも注力し、イオンレス™(次亜塩素酸水) シーエルファイン®によるク
リーン加湿の実施に加え、空間を広く設け密になりにくい展示となるように心掛けました。

展示会概要

透析用血液回路



透析用血液回路セットを展示しました。製品特長(滅菌方法の違い、構成部品)を説明しました。また、安定供給のためにベトナム工場およびタイ工場と複数工場で本製品を製造することになったことを説明しました。

<主な展示製品>

- ・高圧蒸気滅菌品
- ・ガンマ線滅菌品

血液浄化関連フィルタ



中空糸型透析器、血液透析濾過器、持続緩徐式血液濾過器の展示を行いました。それぞれの膜素材がもつ特長や製品ラインアップについて説明しました。

<主な展示製品>

- ・中空糸型透析器「PES-ecoタイプ」、「FB-ecoタイプ」、「FA-ecoタイプ」
- ・血液透析濾過器「MFX-ecoタイプ」、「FIX-ecoタイプ」
- ・持続緩徐式血液濾過器「UTフィルター」、「UT-Secoタイプ」、「AUT-ecoタイプ」、「PUT-ecoタイプ」

透析関連医薬品



ニプロで販売している下記分類の透析関連医薬品を展示しました。

<主な展示製品>

- ・血液凝固阻止剤
- ・外用殺菌消毒剤
- ・経口そう痒症改善剤
- ・肝臓疾患用剤・アレルギー用剤
- ・日本薬局方 生理食塩液
- ・ $\alpha 2$ 作動性鎮静剤

シーエルファイン®+清浄化対策製品



室内浮遊菌・浮遊ウイルス対策製品や化学的汚染物質・生物学的汚染物質対策製品を展示しました。

<主な展示製品>

- ・イオンレス™(次亜塩素酸水) シーエルファイン®
- ・シーエルミスト™L(シーエルファイン®専用噴霧器)
- ・精密限外ろ過フィルタ「CF-609N」
- ・透析用水検査キット「PEK-12」「PEK-22」
- ・微生物検査用品「シートチェック-R2A」
「37mm コオリティモニター」「R2A 液体培地」
「M-TGE 液体培地」
- ・エンドトキシン測定装置「ルミニッツ-ET」
「ルミニッツ-P」
- ・残留塩素測定装置「DR300 ポケット残留塩素計」

透析用監視装置 透析情報管理システム



透析室装置関連製品を展示しました。

<主な展示製品>

- ・透析用監視装置「NCV-3AQ」
- ・個人用透析装置「NCV-11」
- ・透析情報管理システム「DiaCom®iP」
- ・Volume Watch

来訪者の方々に装置をご覧いただき、製品の特長をご説明しました。透析装置ではメンテナンス性や機能についてのご説明と、実際に装置内部をご覧いただきました。

DiaCom®iP では、透析装置との連動・タブレット型端末の操作性や、機能についてご覧頂きました。

機械室装置 IoT 保守サービス



機械室装置関連製品を展示しました。

<主な展示製品>

- ・多人数用透析液供給装置「NCS-W」
- ・A 粉末自動溶解装置「NPS-AW」
- ・B 粉末自動溶解装置「NPS-BW」
- ・IoT 保守サービス「DiaXrs(ダイアクロス)™」

来訪者の方々には装置をご覧いただき、ニプロの機械室の考え方をご説明いたしました。また、新サービスとなるDiaXrs(ダイアクロス)では、ニプロ医療研修施設 iMEPにて見ていただき、実際のサービスと同様にビデオ通話も行いました。

見守り支援システム




遠隔見守り支援システム「ニプロハートライン」を展示しました。

<主な展示製品>

- ・見守り支援システム「ニプロハートライン」™
- ・個人用透析装置「NCV-11」
- ・個人用透析用水作製装置「NCR×eco Ao」

在宅血液透析中の透析情報が、医療機関とリアルタイムで共有でき、変化があった際に、自動的に医療機関へお知らせする機能があることを説明いたしました。また、透析患者さんだけでなく、オンライン診療やオンライン服薬指導も行うことができることも説明しました。

医療機器データ通信サポートシステム



医療機器データ通信サポートシステム「HN LINE」を展示しました。

<主な展示製品>

- ・医療機器データ通信サポートシステム「HN LINE」
- ・バイタル連携 体温計「NSM-1BLE」、
医用血圧計「NMBP」、
酸素飽和度「マイティサット RX」
- ・血糖自己測定器「ニプロケアファスト Link」
- ・見守り管理 心拍心電送信機「ココロン」
- ・ポンプ連携 輸液ポンプ「FP-N17」、
シリンジポンプ「SP-01α」

各機器と HNLIN が連携し、監視およびデータ管理を可能にしています。

バスキュラーアクセス製品



血液透析用バスキュラーアクセスのトータル提案が可能な製品を展示しました。

<主な展示製品>

- ・人工血管「ソラテック人工血管」
- ・短期型カテーテル ブラッドアクセス「UK-カテーテルキット」
- ・長期型カテーテル「UK カフ付カテーテル」
- ・救急絆創膏「ノブリード」、「ネオプラスターCMC」
- ・PTA バルーンカテーテル「NSE-PTA」、
「FINESTREAM GR」、「FINESTREAM S」
- ・血栓吸引カテーテル「E-VAC」
- ・処置セット「SET パック Soft」

展示ルーム



展示ルームでは、装置とシステムとの通信連携をテーマに、DiaCom[®]、DiaXrs[™]および中和用重曹送液タンクシステムの実機を展示しました。

<主な展示製品>

- ・透析用監視装置「NCV-3AQ」
- ・透析情報管理システム「DiaCom[®]iP」
- ・Iot 保守サービス「DiaXrs[™]」
- ・中和用重曹送液タンクシステム「TTS-M」
- ・中和用重曹送液タンクシステム「TTS-D」

充電コーナーを兼ねた休憩スペースや商談用スペースには、感染対策のためにアクリルパネルやシーエルフライン[®]の噴霧器を設けました。