

カテーテルコネクタ

## ニプロドレナージ用エクステンションチューブ 品番追加のご案内



### 特長

- 経腸栄養分野の小口径コネクタ（ISO 80369-3）と接続可能です。
- 栄養カテーテルからの排液や減圧に使用できます。

### 仕様

医療機器届出番号：27B1X00045000043

医療機器クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	チューブ長	入数	JANコード
60-906	ハイエキョウアダプタF	5cm	50本/箱	4987458609060

### 発売時期

2021年7月21日