

## 容器変更のご案内

# ブデホル<sup>®</sup>吸入粉末剤60吸入「ニプロ」







謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は弊社製品につきまして、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 さて、このたびは標題製品の容器を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。  
 変更についてのご理解と、より一層のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 変更内容

容器(デバイス)を変更します。

変更前	変更後
	
<p>残量計</p>  <p>使用前</p> <p>↓</p>  <p>使用后</p>	<p>残量計</p>  <p>使用前</p> <p>↓</p>  <p>使用后</p>
<p>グリップ</p>	<p>グリップ</p>

※残量計の視認性向上のため、5回刻みのメモリを追加し、使用后には全体に赤色が表示される仕様になりました。  
 ※グリップの形状を変更します。  
 ※個装箱に **容器変更品** の表示を行います。  
 ※容器サイズに変更はありません。  
 ※薬剤および使用方法にも変更はありません。

※容器変更に伴い、個装箱に同封しております「取扱説明書」も変更しております。  
 ※上記の画像はイラストです。

### 2. 変更ロットと出荷予定時期

製品名	包装	商品コード	統一商品コード	変更ロット(使用期限)	出荷予定時期
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	1本	07970	190-07970-1	21G031(2023/2)	2021年8月下旬

※出荷時期につきましては、若干の差異があると存じますが、何分のご容赦賜りますようお願い申し上げます。

以上