

汎用針付注射筒

## ニプロVAシリンジ(25G 25mm：タイ製) 限定新発売のご案内



生産工場：ニプロタイランドコーポレーション（タイ王国）

### 特 長

- 針植込み型のため、デッドスペースを極めて少ない量におさえました(約0.002mL)。
- 針長を25mmに致しました。
- 薬液吸引及び注入時の操作性等を考慮して外径25Gとしています。

### 仕 様

管理医療機器（クラスⅡ）

医療機器承認番号：22500BZX00511000

| 商品コード  | 品番・規格                | 針長   | 針サイズ | JANコード        |
|--------|----------------------|------|------|---------------|
| 08-266 | VAシリンジTH 1ML25G×25MM | 25mm | 25G  | 4987458082665 |

### 発売時期

2021年9月2日