

## 「ニプロ経腸用輸液セット」一部品番販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。  
 平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、この度「ニプロ経腸用輸液セット」の一部品番の販売を終了させていただくことになりました。  
 在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。  
 お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、  
 下記の代替製品をご案内申し上げます。  
 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

### 1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード	販売終了予定時期
03-751	GSZ-3D5S	50本/箱	4987458037511	2021年7月中旬

- ・販売名 : ニプロ経腸用輸液セット
- ・医療機器届出番号 : 27B1X00045000048
- ・一般的名称 : 経腸栄養注入セット
- ・クラス分類 : クラスI (一般医療機器)

### 2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
60-150	GSZ-3D5SFH-IS3	50本/箱	4987458601507

### 3. 該当品番と代替品番との比較表

	商品コード	品番	相違点
終了品	03-751	GSZ-3D5S	ゴム管 カテーテルコネクタ チューブ径 3.15mm×4.5mm
代替品	60-150	GSZ-3D5SFH-IS3	ソフトコネクタ ISO 80369-3対応コネクタ チューブ径 2.7mm×4.0mm



ゴム管  
 カテーテルコネクタ



ソフトコネクタ  
 ISO 80369-3 対応コネクタ

以上