

**「ニプロ輸液セット」(セーフタッチ輸液システム)
 一部品番にて仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
 厚く御礼申し上げます。さて、この度、ニプロ輸液セット(セーフタッチ輸液システム)の
 仕様を一部品番にて変更致しますのでご案内申し上げます。
 引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具


変更内容

製品仕様の変更

- エアフィルタ付き直結びん針タイプの品番仕様を、上部チューブ付エアフィルタ付き直結びん針タイプへと変更致します。
- 仕様変更に伴い、商品コード、品番及び包材も変更致します。

エアフィルタ付き直結びん針タイプ
(600タイプ)

上部チューブ付エアフィルタ付き直結びん針タイプ
(700タイプ)



- 変更理由：
 - ・薬液ボトルにびん針を複数刺したい時に直結だと刺しにくい
 - との理由より一部品番から仕様変更を実施します。
 - ・使用方法に変更はありません。

対象品番、変更開始時期

●2021 年 8 月末生産分より変更実施します。

JAN コード	商品コード	商品名	JAN コード	商品コード	商品名	変更時期
4987458036965	03-696	STP-616VI00M110D40	4987458076350	07-635	STP-716VI00M110D40	2022 年 3 月
4987458037108	03-710	STA-611VI00 Z	4987458076367	07-636	STA-711VI00 Z	2021 年 12 月
4987458038389	03-838	STA-611I00B Z	4987458076374	07-637	STA-711I00B Z	2021 年 12 月
4987458038488	03-848	STA-611R00 Z	4987458076381	07-638	STA-711R00 Z	2021 年 11 月
4987458038495	03-849	STP-611R00	4987458076398	07-639	STP-711R00	2021 年 11 月
4987458038518	03-851	STP-611R00B	4987458076404	07-640	STP-711R00B	2022 年 9 月
4987458038525	03-852	STA-621R00 Z	4987458076411	07-641	STA-721R00 Z	2022 年 5 月
4987458038532	03-853	STP-621R00	4987458076428	07-642	STP-721R00	未定
4987458038563	03-856	STA-611R002IDEX3-50Z	4987458076435	07-643	STA-711R002IDEX3-50Z	2021 年 12 月
4987458076275	07-627	STA-626R00D90 Z	4987458076442	07-644	STA-726R00D90 Z	未定

以上