

お客様 各位

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 ミニクランプ仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」使用しておりますミニクランプの仕様を変更します。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具



対象品番

商品コード	品番
76-752	NSV-7070-NP-2

変更理由

当該部品の安定供給をはかるため。

変更内容

変更内容	変更前	変更後	拡大
チューブを潰す部分が円状へ			
スロープの削除			

※青色のミニクランプも対象となります

変更開始ロット

弊社営業担当よりご案内します。

以上