

## NOHCS<sup>®</sup> ディスポーザブル排唾管 新発売のご案内



### 特 長

- 口腔内の吸引に適した単回使用の排唾管です。
- 歯列の外側や舌の下を吸引しやすい硬質のチューブです。
- 先端は口腔内を傷つけにくいよう軟質のエラストマーを使用しています。

### 仕 様

一般的名称：唾液吸引チューブ 販売名：NOHCS<sup>®</sup>排唾管  
医療機器認証番号：303AABZX00057000 医療機器クラス分類：クラスII（管理医療機器）

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
21-860	NOHCSディスポーザブル排唾管	30本/箱	4987458218606

### 発売時期

2021年12月6日