

お客様 各位

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」 ミニクランプ仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」に使用しておりますミニクランプの仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

対象品番・変更開始ロット

商品コード	品番	変更開始ロット
76-751	NSV-7070-NP-1	22A22
76-752	NSV-7070-NP-2	22A23
76-745	NSV-7070-V2I-2	22B05
76-754	NSV-7070-NP-3A	22B08

変更内容

品質向上のため、下記のとおり、ミニクランプの仕様を変更いたします。

変更内容	変更前	変更後	拡大
①隙間を拡大、 ②チューブを潰す部分が突起形状へ			
③横ずれ防止用にスロープの追加			

※上記写真は青色のミニクランプを例示しています。

赤色、白色のクランプも変更対象となります。

以上