

開放型採血用チューブ

ネオビット® 規格追加のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、開放型採血用チューブ「ネオビット®」の規格を追加しますのでお知らせします。
今回追加発売する「ネオビット HS」は従来の「ネオビット HL」に分離剤を添加しています。
ニプロは今後とも患者様の QOL (Quality of life) 向上はもちろんのこと、より安全で
医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

敬具

ネオビットHS



仕 様

医療機器認証番号：302AABZX00049000 医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	品名	用途	キャップカラー	包装形態、入数	参考価格
32-309	ネオビット HS	緊急検査	グリーン	シュリンク包装、50 本/箱	7,500 円/箱

発売時期

2022 年 2 月 14 日 発売