

「T型ポート付延長チューブ」

一部品番販売終了と後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「T型ポート付延長チューブ」の一部品番の販売を終了することになりました。後継品につきましても下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象品番および販売終了時期

商品コード	品番	JANコード	販売終了見込み時期
43-067	Tガタエンチヨウチューブ SET-04TSL	4987458430671	2022年8月中旬頃

販売終了理由

金型が使用できなくなり、生産の継続が困難なため。

後継品

商品コード	品番	JANコード	入り数	参考価
43-067	Tガタエンチヨウチューブ SET-04TSL	4987458430671	100個/箱	45,000円/箱

商品コード	品番	JANコード	入り数	参考価
43-069	Tガタエンチヨウチューブ ET-04TS	4987458430695	100個/箱	35,000円/箱
43-070	Tガタエンチヨウチューブ ET-04T	4987458430701	100個/箱	30,000円/箱

仕様比較

販売終了製品と後継品の仕様一覧は以下の通りです。

	SET-04TSL	ET-04TS	ET-04T
			
チューブ長	12.7cm	12.1cm	12.1cm
T型ポート部	シリンジで接続	注射針で接続	注射針で接続
先端形状	ルアーロック	ルアーロック	ルアースリップ

以上