

「T 型ポート付延長チューブ」

仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「T 型ポート付延長チューブ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- ルアーロック部のキャップを、ロックカプラを覆うような形状に変更します。

対象品番

商品コード	商 品 名	JAN コード
43-069	T ガタエンチヨウチューブ ET-04TS	4987458430695

変更見本

変更前	変更後
	

変更ロット

- 0061799009 より